



CONSTAT DE VERIFICATION  
Pro-Line Soft 3

N° de série : 21081792	N° Document : 50V12 / DDUTSCHER
Référence : Socorex Acura 825 - 10/ Ref Dutscher: 061105	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Socorex - var. 0.5-10 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : SOCOREX	Heure : 11:17:24

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

**Volume : 1 µl**

Moyenne :	0,983 µl	Minimum :	0,967 µl	Maximum :	0,994 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,017 µl	E%	-1,66 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,009 µl	CV%	0,92 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

0,982 0,964 0,975 0,980 0,984 0,967 0,981 0,989 0,991 0,988

**Volume : 5 µl**

Moyenne :	5,058 µl	Minimum :	5,039 µl	Maximum :	5,081 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,058 µl	E%	1,15 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,012 µl	CV%	0,23 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

5,027 5,022 5,040 5,041 5,042 5,033 5,064 5,048 5,047 5,040

**Volume : 10 µl**

Moyenne :	10,070 µl	Minimum :	10,049 µl	Maximum :	10,092 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,070 µl	E%	0,70 %	Tolérance E :	0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,012 µl	CV%	0,11 %	Tolérance S :	0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

10,035 10,015 10,034 10,031 10,040 10,040 10,043 10,058 10,025 10,042

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

**Conclusion CONFORME**

**Décontamination** Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :

Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561	Liquide utilisé : Eau distillée
Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) méthode gravimétrique : procédure PLM050	Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011 référentiel : ISO 8655
Température : 22,7 °C	Pression : 1001,7 hPa
Pointe : ClearLine 015020CL	Evaporation : 0 mg
ClearLine 035210CL (Low Binding)	Hygrométrie : 73,1 %
	Facteur : 1,0034 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr