



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE:

015020CL



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

DIDE TO
Retrouvez les constats de vérification des pointes ClearLine®

avec vos micropipettes sur : www.dutscher.com/clearline

Référence	015020CL
Description	Pointes à filtre ClearLine® longues type Eppendorf 0,5 – 10 μl
Conditionnement	10 x 96 pointes, sur rack à couvercle coiffant
Matériau	Pointes en polypropylène vierge naturel
Filtre	Oui
Stérilité	Oui
Compatibilité	Eppendorf, Socorex, Gilson, Rainin
Autoclavabilité	Non
Stockage	Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante.
Contrôle Qualité	<u>Chaque lot est certifié</u> : RNase,DNase-free, exempt d'ADN humain,
	exempt de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR
Traçabilité	Sur chaque rack: un numéro de lot à 5 chiffres, la référence et la volumétrie des pointes
	ainsi que leur date d'expiration.

