

CONSTAT DE VERIFICATION

Pro-Line Soft 3

43V14 Page

N° de série : 13611195 N° Document:

43V14/DD062014

Référence :

Biohit 725 - 10

Mise en service:

Date: 05/06/2014

Modèle:

mLINE - var. 0.5-10 µl - type A

Nombre de canaux: 1

Constructeur: BIOHIT

Heure: 10:40:22

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

BRUMATH

Volume:

1 µl

Moyenne:

 $0,891 \mu$ l Minimum: 0,872 μΙ

Maximum:

0,914 µl

Erreur systématique Erreur aléatoire

Ev: Sv: E% CV% -10,86 % 1,21 % Tolérance E: Tolérance S: 0.12μ l 0,08 µl CONFORME CONFORME

10 mesures (en mg)

0,885 0,870 0.894 0.887 0.890 0.878 0.892 0.893 0.911 0,889

 $-0,109 \mu l$

 $0,011 \mu I$

Volume:

5 µl

Moyenne: Erreur systématique

4,943 µl Minimum: 4,929 µl

Maximum:

4,968 µl

 $0,12 \mu l$

CONFORME

Erreur aléatoire

Ev: Sv:

 $-0.057 \mu l$ $0.012 \mu l$

E% CV% -1.14 % 0,25 % Tolérance E: Tolérance S:

0,08 µl

CONFORME

10 mesures (en mg)

4,915 4,936 4,926 4,942 4.926 4.933 4.919 4.915 4.954 4.926

Volume:

10 µl

9,940 µl Moyenne:

Erreur systématique

Minimum:

 $9,927 \mu l$

Maximum:

 $9,958 \mu l$

 $0.12 \mu l$

CONFORME

Erreur aléatoire

Ev: Sv:

-0,060 µl 0,010 µl **E**% CV% -0,60 % 0,10 % Tolérance E: Tolérance S:

0,08 µl

CONFORME

10 mesures (en mg)

9,914 9,908 9,912

9,904 9,918 9,920 9,930 9,916 9.899

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion

CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur: MIRONSKA Ewa

Identification balance: Sartorius MSA6.6S n°28908862

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013

Liquide utilisé: Eau distillée

Références :

masses: MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) méthode gravimétrique : procédure PLM050

référentiel : ISO 8655

63.3 %

Pointe:

Température: 20,4 °C

Pression:

998,3 hPa 0 mg

Hygrométrie:

1,0028 µl/mg

Evaporation:

Facteur:

Muarthe

Accurate Poly Services

Rue Geiler de Kaysersberg

Laboratoire de Métrologie

67400

CLEARLINE 713114

ILLKIRCH Tél: 0388654280 Fax: 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B Site Internet: www.aps-metrologie.fr / E-mail: contact@aps-metrologie.fr