

N° de série : 14510279	N° Document : 40V14 / DD062014
Référence : Biohit 725 - 3	Mise en service : Date : 05/06/2014
Modèle : mLINE - var. 0.1-3 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 09:38:38
Constructeur : BIOHIT	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER BRUMATH

Volume : 0,3 µl

Moyenne : 0,183 µl	Minimum : 0,170 µl	Maximum : 0,203 µl		
Erreur systématique Ev : -0,117 µl	E% -38,96 %	Tolérance E : 0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,012 µl	CV% 6,44 %	Tolérance S : 0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)
0,195 0,187 0,177 0,196 0,171 0,202 0,170 0,181 0,170 0,177

Volume : 1,5 µl

Moyenne : 1,388 µl	Minimum : 1,376 µl	Maximum : 1,416 µl		
Erreur systématique Ev : -0,112 µl	E% -7,49 %	Tolérance E : 0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,013 µl	CV% 0,96 %	Tolérance S : 0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)
1,372 1,376 1,399 1,382 1,412 1,380 1,373 1,373 1,393 1,378

Volume : 3 µl

Moyenne : 2,927 µl	Minimum : 2,908 µl	Maximum : 2,939 µl		
Erreur systématique Ev : -0,073 µl	E% -2,42 %	Tolérance E : 0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,011 µl	CV% 0,36 %	Tolérance S : 0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)
2,931 2,911 2,927 2,929 2,917 2,929 2,900 2,917 2,907 2,925

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Sartorius MSA6.6S n°28908862

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 20,4 °C

Pression : 998,2 hPa

Hygrométrie : 61,9 %

Pointe : CLEARLINE 713114

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0028 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285