

N° de série : **JH43755**
 Référence : Finnpiquette 4642 F2 - 10 / Ref Dutscher: 050603 N° Document : **91V12 / DDUTSCHER**
 Modèle : Finnpiquette - var. 1-10 µl - type A Mise en service : **Date : 23/08/2012**
 Constructeur : THERMO SCIENTIFIC Nombre de canaux : 1 **Heure : 10:59:14**

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 1 µl

Moyenne : 0,896 µl Minimum : 0,864 µl Maximum : 0,922 µl
 Erreur systématique Ev : -0,104 µl E% -10,43 % Tolérance E : 0,12 µl **CONFORME**
 Erreur aléatoire Sv : 0,016 µl CV% 1,83 % Tolérance S : 0,08 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

0,861 0,898 0,876 0,881 0,899 0,906 0,897 0,893 0,919 0,898

Volume : 5 µl

Moyenne : 4,958 µl Minimum : 4,945 µl Maximum : 4,974 µl
 Erreur systématique Ev : -0,042 µl E% -0,84 % Tolérance E : 0,12 µl **CONFORME**
 Erreur aléatoire Sv : 0,009 µl CV% 0,18 % Tolérance S : 0,08 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

4,929 4,933 4,940 4,944 4,934 4,958 4,948 4,946 4,949 4,943

Volume : 10 µl

Moyenne : 10,051 µl Minimum : 10,038 µl Maximum : 10,060 µl
 Erreur systématique Ev : 0,051 µl E% 0,51 % Tolérance E : 0,12 µl **CONFORME**
 Erreur aléatoire Sv : 0,006 µl CV% 0,06 % Tolérance S : 0,08 µl **CONFORME**

10 mesures (en mg)

10,022 10,015 10,018 10,017 10,019 10,020 10,028 10,006 10,017 10,023

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
 méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,2 °C

Pression : 999,5 hPa

Hygrométrie : 62,6 %

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0032 µl/mg

Pointe : ClearLine Ref.037640CL / Ref.037640TCL (Low Binding)

Pointe : ClearLine Ref.037660CL / Ref.037660TCL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr