

N° de série : 21041246	N° Document : 57V12 / DDUTSCHER
Référence : Socorex Acura 825 - 2 / Ref Dutscher: 061104	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Socorex - var. 0.1-2 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : SOCOREX	Heure : 14:33:04

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

**Volume : 0,2 µl**

Moyenne :	0,192 µl	Minimum :	0,171 µl	Maximum :	0,209 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,008 µl	E%	-3,77 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,012 µl	CV%	6,32 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

0,170 0,208 0,187 0,202 0,179 0,203 0,196 0,181 0,196 0,196

**Volume : 1 µl**

Moyenne :	1,013 µl	Minimum :	0,989 µl	Maximum :	1,047 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,013 µl	E%	1,31 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,016 µl	CV%	1,53 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

1,043 0,998 1,010 1,016 1,000 0,986 1,012 1,022 1,007 1,003

**Volume : 2 µl**

Moyenne :	2,025 µl	Minimum :	1,995 µl	Maximum :	2,040 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,025 µl	E%	1,27 %	Tolérance E :	0,08 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,013 µl	CV%	0,62 %	Tolérance S :	0,04 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

2,030 2,010 2,017 2,023 1,988 2,033 2,017 2,021 2,022 2,024

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

**Conclusion CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,8 °C

Pression : 1001,3 hPa

Hygrométrie : 68,6 %

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0034 µl/mg

Pointe : ClearLine Ref.037640CL / Ref.037640TCL (Low Binding)

Pointe : ClearLine Ref.037660CL / Ref.037660TCL (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr