

N° de série : 843820045		N° Document : 83V12 / DDUTSCHER
Référence : Sorenson OneTouche - 10 / Ref Dutscher: 112740	Mise en service :	Date : 23/08/2012
Modèle : OneTouche - var. 0.5-10 µl - type A	Nombre de canaux : 1	Heure : 09:43:50
Constructeur : SORENSON		

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 1 µl

Moyenne : 0,990 µl	Minimum : 0,974 µl	Maximum : 1,012 µl		
Erreur systématique Ev : -0,010 µl	E% : -0,98 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,011 µl	CV% : 1,07 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

0,994 0,981 0,971 0,985 0,994 0,986 0,978 0,991 1,009 0,981

Volume : 5 µl

Moyenne : 5,023 µl	Minimum : 5,010 µl	Maximum : 5,037 µl		
Erreur systématique Ev : 0,023 µl	E% : 0,45 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,009 µl	CV% : 0,18 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

4,998 5,002 5,010 5,006 5,004 5,012 4,994 5,001 5,019 5,021

Volume : 10 µl

Moyenne : 10,061 µl	Minimum : 10,054 µl	Maximum : 10,068 µl		
Erreur systématique Ev : 0,061 µl	E% : 0,61 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,004 µl	CV% : 0,04 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

10,022 10,036 10,029 10,029 10,026 10,027 10,030 10,028 10,029 10,034

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,2 °C

Pression : 999,7 hPa

Hygrométrie : 62,3 %

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0032 µl/mg

Pointe : ClearLine Ref.037640CL / Ref.037640TCL (Low Binding)

Pointe : ClearLine Ref.037660CL / Ref.037660TCL (Low Binding)