

N° de série : JH34251	N° Document : 18V12/ DD1000
Référence : Finnpiquette 4642 F2 - 1000 / Ref Dutscher: 050608	Mise en service : Date : 10/12/2012
Modèle : Finnpiquette - var. 100-1000 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : THERMO SCIENTIFIC	Heure : 13:32:56

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

BRUMATH

Volume : 100 µl

Moyenne :	98,41 µl	Minimum :	97,97 µl	Maximum :	98,88 µl		
Erreur systématique	Ev : -1,59 µl	E%	-1,59 %	Tolérance E :	8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,27 µl	CV%	0,27 %	Tolérance S :	3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	97,66	98,56	98,07	97,90	98,02	98,22	97,80
	98,11	98,25	98,33				

Volume : 500 µl

Moyenne :	497,16 µl	Minimum :	496,61 µl	Maximum :	497,77 µl		
Erreur systématique	Ev : -2,84 µl	E%	-0,57 %	Tolérance E :	8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,33 µl	CV%	0,07 %	Tolérance S :	3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	496,18	495,81	495,17	495,52	495,40	495,58	495,76
	495,54	495,03	495,72				

Volume : 1000 µl

Moyenne :	997,60 µl	Minimum :	996,70 µl	Maximum :	999,14 µl		
Erreur systématique	Ev : -2,40 µl	E%	-0,24 %	Tolérance E :	8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,84 µl	CV%	0,08 %	Tolérance S :	3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	995,41	995,04	993,93	994,73	994,33	993,95	993,52
	993,76	993,52	993,96				

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion

CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Sartorius LE225D n°19002435

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
référentiel : ISO 8655

Température : 22,2 °C

Pression : 995,2 hPa

Hygrométrie : 58 %

Pointe : ClearLine Ref.134750CL

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1.0032 ul/mc

Pointe : ClearLine Ref.134760CL

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285