

PCR-PLATTE UND ADHÄSIVE FOLIE




WEISSE PCR-PLATTEN, 96 WELL, HALBRAHMEN, LOW PROFILE (0,1 ML)

- Dieses Produkt ist geeignet für 115 (q)PCR-Geräte
- Perfekte Passform für alle Roche LightCycler-Typen

- Extra-flache Oberfläche, weiß mit geprägter Nummerierung, autoklavierbar
- Dünnwandige Tubes, low binding für geringe Adhäsion an den Wänden
- DNA-, RNA-, DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
- Kompatibel mit vielen PCR-Cyclern für Low Profile-Platten, wie z.B.
 - Bio-Rad CFX96, C1000, DNA-Engine
 - Eppendorf Mastercycler
 - MJ Research PTC-Cycler
 - Roche Lightcycler 96 & 480, cobas z 480

Für weitere Cycler fragen Sie uns bitte!



Art. Nr.	Bezeichnung	VE
GK480K-50	PCR-Platte, 96 well, Low Profile (0,1 ml), Halbrahmen, weiß	50 Stk.
GK480-OS	Adhäsive Folie, optisch klar für RT-PCR, DNase-, RNase-frei	100 Stk.
GK79701	PCR-Deckelstreifen, 8-er Streifen, flacher Deckel, optisch klar	100 Stk.



KISKER BIOTECH GMBH & CO. KG :
TEL. : (49) 0255 1-8643 10
FAX : (49) 0255 1-8643 12

POSTFACH 1329 D-48543 STEINFURT
CONTACT@KISKER-BIOTECH.COM
WWW.KISKER-BIOTECH.COM