



SAISISSEZ LA RÉFÉRENCE SUR
DUTSCHER.COM
POUR VOIR LA VIDÉO PRODUIT

Type d'échantillons	Billes en verre			Billes en silicate de zirconium			Billes en oxyde de zirconium				Billes en acier inox									
	0,1	0,5	1	0,5	1	2	0,15	0,5	1	2	0,2	0,5	0,9 à 2	1,6	3,2	4,8	6	UFO 3,5	UFO 5,6	
C.elegans/briggsae				●	●	◆		●	●	◆	●	●								
Drosophiles		●		●	●			●	●	◆	●	●	●							
Poisson zèbre (larves)				●	●	◆		●	●	◆	●	●	●							
E. coli/bactéries	●			●			●				●									
Mamifères culture cellulaire	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●								
Levure/champignons	●	●		●			●	●			●									
Adipeux/matières grasses								●	●		●				◆	◆				
Cerveau		●	●	●	●	◆		●	●	◆		●	●		◆	◆				
Carcinome													■	■				◆	◆	
Cartilage													■	■						
Epithélium				■				■				■								
Oeil							●	●	●	◆	●	●	●							
Tissus gastro-intestinaux												●	●							
Cheveux				●	●	◆	●	●	●	◆	●	●			◆	◆				
Coeur								■	■				■	■						
Rein								●	●			●	●		◆	◆				
Foie				●	●	◆		●	●	◆		●	●		◆	◆				
Poumon												●	●	●	◆	◆				
Ganglion lymphatique								■				■	■							
Muscle squelettique								■	●			■	●		◆	◆				
Peau												■	●	■	◆	◆		◆	◆	
Rate								●	●		●				◆	◆				
Tail snip												■	■					◆	◆	
Feuilles								●	●	◆		●	●	●	◆	◆		◆	◆	
Baies et graines													■	■			◆			
Tiges molles								●	●	◆		●	●	●	◆	◆		◆	◆	
Noix								■	■			■	■				◆			
Haricots								●	●			●	●	●	◆	◆		◆	◆	
Champignons									●	●			●							

◆ ● ■ : recommandé pour ces échantillons ◆ : avec les tubes 5 et 50 ml uniquement ● : avec toutes les tailles de tubes ■ : avec les microtubes uniquement