

CONTRÔLES METROLOGIQUES :

- » Réaliser les contrôles annuels de vos appareils dans le cadre de votre démarche qualité.
- » S'assurer que les performances des appareils sont en concordance avec les spécifications attendues et qu'ils ne dérivent pas anormalement dans le temps.

CENTRIFUGEUSES :

Contrôle de Sécurité : Selon le décret 2008-244
Etalonnage COFRAC Vitesse et temps.
Portée disponible sur <http://www.cofrac.fr>
Test d'échauffement d'échantillon.
(hors portée d'accréditation).



ENCEINTES THERMO-RÉGULÉES :

Prestation de cartographie COFRAC.
Portée disponible sur <http://www.cofrac.fr>



ETALONNAGES EN TEMPÉRATURE :

Prestation d'étalonnage COFRAC
en atelier ou sur site.
Portée disponible sur <http://www.cofrac.fr>



HOTTES :

Contrôle de PSM selon la norme NF EN 12469.
Contrôle de Hottes à Charbon Actif (ETRAF) selon la norme NFX 15-211.
Contrôle de sorbonnes selon les normes NF EN 14175-4 et XPX 15-206.

RÉVISION DE MICROSCOPES, LOUPES, ETC.

AUTRES ÉQUIPEMENTS :

Pipettes, spectrophotomètres, pHmètres, balances...Nous consulter.

CENTRALE DE SURVEILLANCE VIGITEMP 10 :

- » Garantir l'intégrité de vos échantillons (stockage et transport).
- » Assurer la maîtrise de vos conditions environnementales.
- » Selon vos propres exigences, aller jusqu'à des traçabilités raccordées COFRAC.
- » Répondre aisément à des exigences normatives : ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001 ou bien à une démarche BPL ou GBEA.

LOGICIEL RÉSEAU CONVIVIAL ET PERFORMANT

Postes de surveillance déployés sur les laboratoires à surveiller.
Traçabilité et gestion en temps réel des alarmes
(possibilité de transfert par e-mail ou téléphone).
Fonctionnement en multisites.

SONDES DE MESURE RADIOFRÉQUENCES

Sondes de température de haute précision.
Différents types de sondes en fonction de la gamme à surveiller :

- › Sondes à CO₂ à Capteurs à Infrarouge pour répondre aux plus exigeants.
- › Sondes d'HR% pour une traçabilité environnementale ou dédiée à des études de stabilité d'échantillons.
- › Sondes de pression pour une traçabilité de locaux ou sas en surpression/dépression

LES + MC2

- + Un seul interlocuteur pour la réalisation de tous vos contrôles, un avantage économique et pratique.
- + Équipes techniques locales, réparties sur tout le territoire, gage de réactivité et du respect des périodicités annuelles.
- + Concepteur et fabricant de la solution VIGITEMP, accrédité COFRAC pour les étalonnages des sondes de température sur site et en atelier.