

## Sicherheitswerkbenke MSC Advantage 230V, 50HZ, zertifiziert EN und NF

- Zertifizierte Sicherheitswerkbenke, die den Sicherheitsstandards EN12469 und NF EN 12469 entsprechen
- Außergewöhnliche Sicherheit: Die Werkbenke besteht ausschließlich aus glatten Komponenten, wodurch die Verletzungsgefahr bei routinemäßigen Routine- und Wartungsarbeiten beseitigt wird
- Benutzerfreundliche Bedienung: Sitzend eine gute Sicht auf die Arbeitsfläche, das Bedienfeld ist in Reichweite
- Ergonomische Neigung der Vorderseite des Arbeitsplatzes
- Modulare, segmentierte Arbeitsfläche: aus Edelstahl, besteht sie aus 4 oder 6 Teilen, wobei jedes Element 300 mm breit ist
- Bequeme Armauflage

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
228155	MSC Advantage 0.9 Sicherheitswerkbenke, 230V, 50Hz, EN- und NF-zertifiziert	<del>9258</del>	<b>7370 -</b>
228155UV	Mikrobiologische Sicherheitswerkbenke MSC Advantage 0.9 mit UV-Lampe	<del>9623</del>	<b>7661 -</b>
023263	MSC Advantage 1.2 Sicherheitswerkbenke, 230V, 50Hz, EN- und NF-zertifiziert.	<del>10001</del>	<b>7961 -</b>
023263UV	Mikrobiologische Sicherheitswerkbenke MSC Advantage 1.2 mit UV-Lampe	<del>11173</del>	<b>8252 -</b>
228156	MSC Advantage 1.5 Sicherheitswerkbenke, 230V, 50Hz, EN-zertifiziert	<del>11674</del>	<b>9293 -</b>
023264	MSC Advantage 1.8 Sicherheitswerkbenke, 230V, 50Hz, EN-zertifiziert	<del>12038</del>	<b>9583 -</b>

- Mehrere Untergestelle: 3 verschiedene Modelle je nach den Bedürfnissen der Nutzer verfügbar
- Programmierbare UV-Lampenoption: optimiert die Dekontaminierung und reduziert die Nutzung der Lampe durch einen programmierbaren Timer

### Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	€	€ PROMO
023388	Verstellbares Untergestell für MSC-Advantage 0.9, H: 750 - 950 mm in Schritten von 50 mm	<del>1010</del>	<b>724 -</b>
023268	Verstellbares Untergestell für MSC-Advantage 1.2, H: 750 - 950 mm in Schritten von 50 mm	<del>1171</del>	<b>839 -</b>
228199	Verstellbares Untergestell für MSC-Advantage 1.5, H: 750 - 900 mm in Schritten von 50 mm	<del>1274</del>	<b>913 -</b>
023269	Verstellbares Untergestell für MSC-Advantage 1.8, H: 750 - 950 mm in Schritten von 50 mm.	<del>1356</del>	<b>972 -</b>
023390	Einhängeboden für Sicherheitswerkbenke	<del>456</del>	<b>327 -</b>

