

Secomam-Spektralphotometer Prim Light und Prim Advanced

- 10 mm Küvette
- Interne Software: Extinktion, Transmission, Konzentration, Kinetik
- Interner Speicher 50 Methoden
- PC-Pack: direkt mit einem Computer drucken und aufnehmen (PC nicht inklusive)
- Spektrenabastung nur bei ADVANCED-Modell
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Häufiger Gebrauch im Labor oder für Bildung
- Stromversorgung 115/230 V 50/60 Hz



Kompakt und leicht, einfache und intuitive Handhabung



Modell	PRIM light	PRIM advanced
Spektralbereich	330 - 900 nm	
Bandbreite	10 nm	
Genauigkeit	+/-1,5%	
Reproduzierbarkeit	1 nm	
Absorption	Ja	Ja
% Übertragung	Ja	Ja
Konzentration	Nein	Ja
Kinetik	Nein	Ja
Scannen	Nein	Ja
Art. Nr.	047281	799002

