

Gültig vom 01.10 bis 31.12.2024

Bullet Blender - Homogenisator mit Beads

- Verarbeitung von bis zu 24 Proben in 1,5 oder 2 ml Rührchen (0 - 300 µl Proben),
- Einstellbare Homogenisierungsgeschwindigkeit
- Kann in einem Temperaturbereich von 4 °C bis 40 °C verwendet werden
- Air Cooling™ System verfügbar, um Luft in den Bullet Blender zu saugen und die Proben nahe der Umgebungstemperatur zu halten
- 2 Jahre Garantie
- CE-zertifiziert
- Lieferung mit Starterkit: verschiedene Beads-Typen , Schaufeln und angepasste Rührchen

BBX24 Standard-Bullet Blender®:

- Homogenisiert bis zu 24 Proben auf einmal
- Kompatibel mit 1,5 ml und 2 ml Rührchen
- Abmessungen: 22 x 27 x 22 cm
- Gewicht: 3,22 kg



Modell	Storm Pro BT24M
Kapazität	24 Mikroröhrchen 1,5 und 2 ml
Luftkühlung	✓
4°C cooling	-
Kompatibel mit RINO-Röhrchen Screw-cap	✓
Digitales Display	✓
Gebrauchstemperatur (°C)	4 bis 40 (ohne Kondensbildung)
Art. Nr.	152081
€	7075,-
€ Promo	4616 -

