



Secomam-Spektralphotometer Prim Light und Prim Advanced

- In Frankreich hergestellt
- Interne Software: Absorption, Transmission, Konzentration, Kinetik
- Interner Speicher 50 Methoden
- Spektralscannen nur beim Modell ADVANCED

Möglichkeit, die Spectralab-Software zu nutzen, um :

- Das Gerät steuern
- Direkt mit einem Computer drucken und speichern.
- PC-Anschlusspack
USB/RS232 wird standardmäßig
mit dem PRIM Advanced geliefert

Kompakt und leicht, einfache und
intuitive Handhabung



Modell	PRIM light	PRIM advanced
Spektralbereich		330 - 900 nm
Bandbreite		10 nm
Genauigkeit		+/-1,5%
Reproduzierbarkeit		1 nm
Absorption	Ja	Ja
% Übertragung	Ja	Ja
Konzentration	Nein	Ja
Kinetik	Nein	Ja
Scannen	Nein	Ja
Maße L x H x T (cm)		28 x 18 x 22
Gewicht (Kg)		2,5
Stromversorgung		115/230 V 50/60 Hz
Art. Nr.	047281	799002

