

Mikroröhrchen ClearLock™ Low Binding



Gültig vom 01.10.2024
bis zum 31.12.2024



Mikroröhrchen Clear-Lock Clearline®

Mikroröhrchen aus transparentem reinem Polypropylen

Volumen (ml)	0,5	1,5	2	5
VE	Box mit 500 Mikroröhrchen	Beutel mit 1000 Mikroröhrchen	Beutel mit 1000 Mikroröhrchen	2 Boxen mit 100 Mikroröhrchen
Art. Nr. Naturfarben	390929	390903	390904	390930A
€	30,80	27,20	29,20	50,10
€ PROMO	12,40 -	23,80 -	25,30 -	37,50 -




Low Binding PROTEIN



Maximale Rate der Proteinrückgewinnung

Volumen (ml)	0,5	1,5	2
VE	5 Beutel mit 100 Mikroröhrchen	4 Beutel mit 50 Mikroröhrchen	4 Beutel mit 50 Mikroröhrchen
Art. Nr. Naturfarben	390886	390888	390890
€	38,40	13,20	21,40
€ PROMO	17,50 -	10,80 -	11,50 -

Low Binding DNA



Maximale DNA-Rückgewinnungsrate

Volumen (ml)	0,5	1,5	2
VE	5 Beutel mit 100 Mikroröhrchen	4 Beutel mit 50 Mikroröhrchen	4 Beutel mit 50 Mikroröhrchen
Art. Nr. Naturfarben	390885	390887	390889
€	38,40	13,20	21,40
€ PROMO	17,50 -	10,80 -	11,50 -

Sicheres Schließsystem!

Aus reinem Polypropylen :
- Autoklavierbar (121°C)
- Beständig beim Einfrieren bis - 80°C

Zentrifugieren
hohe Geschwindigkeit: 30.000 g

Durchstechbare Verschlusskappe mit Schreibfeld. Erleichtertes Öffnen für den Behandler

Graduierung und matterter Schriftbereich zur Identifizierung der Probe

Verpackung in wiederverschließbaren Beuteln für eine bessere Haltbarkeit

